



LISTA DE PRODUCTOS



DG13-16Oz
500 ML
Gel Antibacterial
Botella PET con tapa

Diámetro de la botella: 6.3 cm
Alto de la botella: 18.2 cm
Largo del cuello de la botella: 2 cm
Tapa_ R28
Aspecto: Anillado/botella de agua
Gramaje: 17 gramos
Composición del plástico: 100% tereftalato de polietileno



DG14-32Oz
1 L
Gel Antibacterial
Botella PET con tapa

Diámetro de la botella: 8.1 cm
Alto de la botella: 21.2 cm
Largo del cuello de la botella: 1.7 cm
Tapa_ R28
Aspecto: Liso
Gramaje: 31 gramos
Composición del plástico: 100% tereftalato de polietileno



DG14-1 gal
3.78 L
Gel Antibacterial
Botella PET con tapa

Peso: 140 g +/- 4g
Altura: 300 +/- 1mm
Largo: 178 +/- 1mm
Ancho de base 97 +/- 1mm
Capacidad nominal 4000 ml.
Diámetro boquilla extremo 37 +/- 1mm
Diámetro Tapa 45 +/- 0.05 mm
Diámetro Boquilla Interno 29 +/- 1mm
Altura tapa 14.5 +/- 0.05 mm
Altura boquilla 10 +/- 1mm

LISTA DE PRODUCTOS



DG20-5.2Gal

20 L

Gel Antibacterial

Botella PET con tapa

Diámetro Boquilla externa: 57 +/- 3mm
Diámetro tapa: 72 +/- 0.05mm
Diámetro boquilla interna: 49 +/- 1mm
Altura de la tapa: 29 +/- 0.05 mm
Altura de boquilla 27 +/- 0.1 mm
Corona: 59mm
Largo: 251 +/- 3mm
Altura total: 423 +/- 3mm
Ancho base: 251 +/- 3mm
Peso 1000 gr a +/- 20.



DG22-

220 kg

Gel Antibacterial

Tambo

Diámetro boquilla: 52.6 cm
Capacidad: 220 lt.
Altura: 90.7 cm
Accesorios: Tapón
Descripción: Tapa negra y cincho de seguridad
Peso: 8.0 kg



DG23-264Gal

1000 L

Gel Antibacterial

Contenedor

Peso: 64 kg
Ancho: 1.15 mts.
Largo :1.01 mts.
Alto: 1.23 mts.
Descripción: Contenedor plástico dentro de rejilla metálica válvula de descarga tipo mariposa empaque hostaflon

FICHA TÉCNICA

ALCOHOL EN GEL – GEL ANTIBACTERIAL

SANITIZANTE INSTANTÁNEO

DESCRIPCIÓN GENERAL: Antiséptico, gel para manos que no requiere enjuague. Formulado a base de alcohol etílico de 60-80% w/w; adicionado con humectantes y emolientes hipo alérgicos. Gel antibacterial o alcohol en gel presenta la manera más práctica de mantener una higiene a cualquier hora del día y en cualquier lugar. Producto especialmente formulado para satisfacer las nuevas necesidades de limpieza de manos con el objeto único de cuidar la SALUD.

ALCOHOL EN GEL es un gel formulado para proporcionar una especial acción descontaminante y desinfectante sobre superficies.

ALCOHOL EN GEL es un antiséptico natural, se usa en las áreas médicas porque elimina gérmenes y se evapora rápidamente.

ALCOHOL EN GEL mata gérmenes comunes sin agua o toalla.

APLICACIONES: Se emplea en la desinfección de manos en clínicas, plantas de alimentos y establecimientos de una rápida acción y secado. Tales propiedades permiten su uso en todo tipo de piel, tanto en adultos como en niños.

NOTA. EL ALCOHOL EN GEL NO REEMPLAZA EL LAVADO DE MANOS CON JABÓN ANTIBACTERIAL, CEPILLO DE UÑAS Y ENJUAGUE CON AGUA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ALCOHOL 60-80%
CARBOPOL 90 (CARBONERO. ESPESANTE)
T.E.A. TRIETANOLAMINA
GLICERINA (HUMECTANTE)

PROPIEDADES FÍSICAS:

Aspecto: Gel Cristalino
Olor: Característico a alcohol
Color: Incoloro
P H: 6.5 a 7.0
Estabilidad: 6 Meses

CONTACTO

BIOASTUR SA DE CV
www.bioastur.mx
e.ventas@bioastur.mx
+52 55-29-20-05-24



BIOASTURMX

ALCOHOL EN GEL

SALUD	1	GRADO DE RIESGO 0- Mínimo/Insignificante 1- Ligero 2- Moderado 3- Alto 4- Severo EQUIPO DE PROTECCIÓN A- Goggles B- Goggles + Guantes C- Goggles + Guantes + Mandil G- Goggles y Careta H- Goggles + Guantes + Mandil + Respirador
INFLAMABILIDAD	2	
REACTIVIDAD	0	
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	-	

PROCEDIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIA:

CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese Inmediata y completamente con agua por 15 minutos. Si las condiciones empeoran y la irritación persiste, contacte un médico.

INGESTION: No induzca o provoque el vomito. Ingerir abundante agua. Contacte un médico.

CONTROL DE FUEGO: Medio de extinción: agua o CO2.

PRECAUCIONES DE MANEJO SEGURO Y USO:

PRECAUCIONES PERSONALES: Evite el contacto con los ojos, no lo tome. Manténgase alejado del fuego o llamas. Manténgase tapado. No se deje al alcance de los niños.

MODO DE USO: Con las manos secas, tomar 3 – 5 ml de GEL, friccionar toda la superficie de las manos, espacios interdig tales y muñecas por 15 – 30 segundos hasta que el alcohol seque. No secar con toalla ni calor.

RIESGO A LA SALUD 4. MORTAL 3. EXTREMAMENTE PELIGROSO 2. PELIGROSO 1. RIESGO LEVE 0. RIESGO MINIMAL	INFLAMABILIDAD 4. EXTREMAMENTE INFLAMABLE 3. INFLAMABLE 2. COMBUSTIBLE 1. COMBUSTIBLE SI SE CALIENTA O NO SE QUEREA
RIESGO ESPECIAL OXI. OXIDANTE ACID. ACIDO ALK. ALKALINO CORR. CORROSIVO NO SE MEZCLA CON AGUA MUTUAL. MUTUO RADIO. RADIOACTIVO RISGO. RIESGOSO	REACTIVIDAD 4. PUEDE DETONAR 3. PUEDE DETONAR PERO REQUIERE DE UNA FUENTE DE FUEGO 2. CAMBIO RAPIDO EN LA FUENTE DE FUEGO 1. INESTABLE SI SE CALIENTA 0. ESTABLE



La información proporcionada se entrega de buena fé y como guía de utilización, sin embargo es responsabilidad única del usuario el buen uso, manipulación y almacenamiento de este producto. Mantenga siempre sus envases rotulados y fuera del alcance de los niños.



FICHA TECNICA